

IVOCLAR VIVADENT

ALL CERAMIC PRODUCTS / PRODUKTE



PRESS
Technology

IPS Empress
Esthetic



IPS e.max Press



IPS e.max ZirPress




CAD / CAM
Technology


IPS Empress
CAD



IPS e.max ZirCAD



IPS e.max CAD



IPS Empress
Esthetic Veneer

IPS Empress
Universal Shade/Stains



IPS e.max Ceram



IVOCLAR VIVADENT

ALL CERAMIC INDICATIONS / INDIKATIONEN

	IPS Empress		IPS e.max				
	IPS Empress Esthetic	IPS Empress CAD	IPS e.max Press	IPS e.max ZirPress	IPS e.max ZirCAD	IPS e.max CAD	IPS e.max Ceram
Thin Veneers			✓				
Veneers	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Table Tops / Okklusale Veneers			✓				
Inlays / Onlays	✓	✓	✓			✓	
Partial crowns / Teilkronen	✓	✓	✓			✓	✓ ⁽²⁾
Anterior crowns / Frontzahnkronen	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓ ⁽²⁾
Posterior crowns / Seitenzahnkronen	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓ ⁽²⁾
3-unit anterior bridges / 3-gliedrige Frontzahnbrücken			✓	✓ ⁽¹⁾	✓		✓ ⁽²⁾
3-unit premolar bridges / 3-gliedrige Prämolarenbrücken			✓	✓ ⁽¹⁾	✓		✓ ⁽²⁾
3-unit posterior bridges / 3-gliedrige Seitenzahnbrücken				✓ ⁽¹⁾	✓		✓ ⁽²⁾
4 to 6-unit bridges / 4–6-gliedrige Brücken				✓ ⁽¹⁾	✓		✓ ⁽²⁾
7 to 12-unit bridges / 7–12-gliedrige Brücken				✓ ⁽¹⁾	✓		✓ ⁽²⁾
Inlay bridges / Inlaybrücken				✓ ⁽¹⁾	✓		

¹⁾ in combination with IPS e.max ZirCAD / in Kombination mit IPS e.max ZirCAD

²⁾ one layering ceramic for all IPS e.max components / eine Schichtkeramik für alle IPS e.max Komponenten