

Programat® P710

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V3.1 01.02.2018	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • WLAN-Funktion wurde verbessert • Push-Funktion kann getestet werden • Multimediadateien können direkt gelöscht werden • Diverse Fremdsprachen wurden optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Aktuelle , ausgelieferte Version
V3.0 28.04.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neu mit IRT2-Funktion zur Anzeige der idealen Entnahmetemperatur • Neue Programme bzw. neue Programmstruktur bei IPS Style, IPS e.max Press Schichttechnik, IPS e.max ZirPress Schichttechnik, IPS e.max ZirCAD Maltechnik, IPS e.max CAD Crystall/Glaze, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS e.max CAD Schichttechnik, IPS d.SIGN, IPS e.max ZirCAD Schichttechnik • Optimiertes Vakuumtestprogramm • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V2.0 08.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programme für IPS Style und IPS Ivocolor • DSA - Digital Shade Assistant: Ausrichtung der Referenzzähne „Schneidekante zu Schneidekante“ oder „Schneidekante zu Zahnhals“ möglich • In-Prozess Entfeuchtung: Funktion zum Schutz des Vakuumsystems vor Verunreinigungen und deren Folgeschäden • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V1.0 15.06.2015	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Version 01.02.2018