

# Ivocron®

Vielseitig einsetzbar



PMMA-Verblendmaterial

## Ein Material für drei Techniken

SR Ivocron ist ein qualitativ hochwertiges PMMA-Verblendmaterial für die Kronen-, Brücken- und Provisorientechnik, das nach den 20 Farben des Chromascope Farbschlüssels eingefärbt ist.

Es passt ideal zu den Ivoclar Vivadent Produkten IPS d.SIGN, IPS Empress, SR Chromasit, SR Spectrasit oder SR Antaris/Postaris.

Selbst die Kombination mit SR Vivodent, SR Vivodent PE, SR Orthotyp und SR Orthotyp PE ist mit den separat angebotenen Halsmassen möglich. SR Ivocron verfügt über langjährige klinische Erfahrung und ist vielseitig einsetzbar.



### Indikationen

- Kombinationsprothetik
- Festsitzende Kronen- und Brückenprothetik
- Provisorientechnik
- Langzeitprovisorien in der Implantatprothetik

### Die Pluspunkte

- Langjährige klinische Erfahrung
- Drei verschiedene Polymerisationstechniken
- Kleines kompaktes Sortiment
- Universelle Indikationen

### Giessen

Mit dem Cold Liquid wird SR Ivocron in der Giess-technik verarbeitet. Diese Technik kommt vor allem bei Provisorien, bei der Befestigung von ausgeschliffenen Prothesenzähnen und bei PMMA-Reparaturen zur Anwendung.



### Schichten

Mit dem Hot Liquid angemischt, erhält SR Ivocron eine angenehm geschmeidige, modellierfähige Konsistenz. Verblendungen lassen sich damit frei schichten. Die gute Materialqualität wird durch die anschließende Heisspolymerisation im Drucktopf erreicht.



### Pressen

Mit dem Press Liquid angemischt, entsteht ein geschmeidiger, gut verpressbarer Teig, der sich für die Kuvettentechnik eignet und heiss gehärtet wird.



Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend. Technische Änderungen vorbehalten. Gedruckt in Österreich  
© Ivoclar Vivadent AG  
I561403/0301/d/2/VVA

Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte direkt an Ivoclar Vivadent.

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 7961 / 8 89-0  
Fax +49 (0) 7961 / 6326  
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de  
www.ivoclarvivadent.de

**ivoclar**  
**vivadent**  
technical