

Programat[®]-App

Mit der App haben Sie Ihren Programat[®] immer fest im Griff



Programat®-App

Damit Sie wissen, was Ihr Ofen gerade tut

Die Programat®-App bietet Anwendern der neuesten Programat-Generation die Möglichkeit, mit den Geräten via WLAN zu kommunizieren. Folgende Funktionen machen die Bedienung der Programat Brenn- und Pressöfen noch komfortabler:



Statusanzeige

Mit der Statusanzeige kann der Fortschritt des aktuellen Brennprogrammes beobachtet werden. Durch Drehen des Smartphones erscheint eine farbige Brennkurve.



Diagnose

Mit der Diagnose-Funktion können Programat-Diagnosedaten ausgelesen werden. So erhalten Sie auf einen Blick alle Informationen zu Ihrem Programat-Gerät.



Messenger

Mithilfe der Messenger-Funktion erhalten Sie Benachrichtigungen zum aktuell laufenden Programm und bei Programmende. Diese Benachrichtigungen erhalten Sie auch, wenn die App geschlossen ist.

Laden Sie die App kostenlos aus dem App Store auf Ihr Smart Phone. Die einfache Bedienung wird Sie begeistern. Kompatibel mit Programat P310/P510 ab Software Version V2.1, mit Programat P710 ab Software Version V1.0 und mit Programat EP 3010/EP 5010 ab Version V1.1

Folgende Systeme werden unterstützt:

iOS*, Android*

*Sind eingetragene Markenzeichen



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Festsitzende Prothetik. Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.