



Block Overview

Block-Übersicht

for PlanMill®

All you need for restorations in a single visit

Alles für die Behandlung in einer Sitzung


The coordinated products out of one hand cover an extensive range of indications and offer all that is needed for treatment in a single visit. The benefits: durable, esthetic and accurate restorations paired with efficient and time-saving workflows.

Die aufeinander abgestimmten Produkte aus einer Hand decken ein breites Indikationsspektrum ab und bieten alles für die Behandlung in einer Sitzung. Der Nutzen: langlebige, ästhetische und präzise Restaurationen sowie effiziente und zeitsparende Arbeitsabläufe.

PREPARATION
VORBEREITEN



RESTORATION AND
COMPLETION
RESTAURATION UND
FERTIGSTELLUNG



CEMENTATION
EINSETZEN



CNS:
The Cementation Navigation System
Das Cementation Navigation System

CARE
PFLEGEN



¹ Average biaxial flexural strength, over a period of 10 years

² Typical mean value of biaxial flexural strength of IPS e.max ZirCAD LT

³ Typical mean value of biaxial flexural strength

R&D Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein

¹ Mittlere biaxiale Biegefestigkeit über 10 Jahre

² Typischer Mittelwert der Biegefestigkeit IPS e.max ZirCAD LT

³ Typischer Mittelwert der Biegefestigkeit

F&E Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein

IPS e.max[®] CAD

Lithium disilicate glass-ceramic (LS₂) | Lithium-Disilikat Glaskeramik (LS₂)



IPS e.max Shade Navigation App
5 easy steps to find the correct shade and translucency level
In 5 Schritten zur passenden Farbe und Transluzenz

HT (High Translucency)




I 12

C 14

Shades | Farben

A-D



A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Bleach



BL 1

BL 2

BL 3

BL 4

MT (Medium Translucency)



C 14

A-D



A1

A2

A3

B1

Bleach



BL 2

BL 3

BL 4


LT (Low Translucency)



I 12

C 14

A-D



A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Bleach




BL 1

BL 2

BL 3

BL 4



C 16

A 14*

A 16*

B 32

A-D



A1

A2

A3

A3.5

B1

B2

C1

C2

D2

Bleach



BL 2

Impulse



C 14



Opal 1

Opal 2

Indications | Indikationen

Thin veneers (0,4 mm), veneers, occlusal veneers, inlays, onlays, partial crowns, crowns, minimal invasive crowns (≥1 mm)**, hybrid abutment crowns*, 3-unit-bridges (up to the second premolar as the terminal abutment)

Dünne Veneers (0,4 mm), Veneers, Okklusale Veneers, Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelzahnkronen, Minimalinvasive Kronen (≥1 mm)**, Hybrid-Abutment-Kronen*, 3-gliedrige Brücken (bis zum zweiten Prämolaren als endständigen Pfeiler)

* coming soon | demnächst erhältlich

** Years of clinical experience have shown that the material's high strength in combination with adhesive cementation permit a crown layer thickness of at least 1 mm.

** Die langjährige klinische Erfahrung und die hohe Festigkeit in Kombination mit der adhäsiven Befestigung erlauben eine Kronenschichtstärke von mind. 1 mm.

IPS e.max® ZirCAD

Zirconium oxide ceramic (ZrO₂) | Zirkoniumoxid-Keramik (ZrO₂)



IPS e.max Shade Navigation App
5 easy steps to find the correct shade and translucency level
In 5 Schritten zur passenden Farbe und Transluzenz

LT (Low Translucency)




C 17



B 45

Shades | Farben

A-D



A1 A2 A3 B1 B2 C2 D2

Bleach



BL

Indications | Indikationen

Full-contour crowns, full-contour 3-unit bridges
Vollanatomische Kronen, vollanatomische 3-gliedrige Brücken

IPS Empress® CAD

Leucite glass-ceramic | Leuzit-Glaskeramik

Multi



I 12




C 14



C 14 L

Shades | Farben

A-D



A1 A2 A3 A3.5 B1

Bleach



BL 1 BL 3

HT (High Translucency)



I 18



I 10



I 12

A-D



A1 A2 A3 A3.5



B1 B2 B3 C2 D3

LT (Low Translucency)



I 10



I 12



C 14

A-D



A1 A2 A3 A3.5



B1 B2 B3 C2 D3

Bleach



BL 1 BL 2



BL 3 BL 4

Indications | Indikationen

Veneers, inlays, onlays, partial crowns, crowns

Veneers, Inlays, Onlays, Teilkronen, Kronen

Tetric® CAD

Composite | Composite

HT (High Translucency)



I 12

C 14

Shades | Farben

A–D



A1

A2

A3

A3.5

MT (Medium Translucency)



I 12

C 14

A–D



A1

A2

A3

A3.5

Bleach



BL

Indications | Indikationen

Veneers, inlays, onlays (e. g. partial crowns, occlusal veneers), crowns

Veneers, Inlays, Onlays (z. B. Teilkronen, okklusale Veneers), Kronen

Telio® CAD

Cross-linked PMMA material | Vernetztes PMMA-Material

LT (Low Translucency)



A 16 *



B 40 L



B 55

Shades | Farben

A–D



A1

A2

A3

A3.5

B1

B3

C2

D2

Bleach



BL 3


Indications | Indikationen

Temporary crowns and bridges (with up to two connected pontics), temporary hybrid abutment crowns*

Temporäre Kronen und Brücken (mit bis zu zwei Zwischengliedern am Stück), temporäre Hybrid-Abutment-Kronen*

* coming soon | demnächst erhältlich

Ivoclar Vivadent Block Dimensions Block-Dimensionen



IPS e.max® CAD

Abbreviation Abkürzung	IPS e.max CAD	Size Grösse in mm		
		Width Breite	Length Länge	Height Höhe
Inlay	I 12	10.4	12.5	15.0
Crown/Abutment	C 14 / A14	12.4	14.5	18.0
Crown/Abutment	C 16 / A16	17.8	15.8	18.0
Bridge	B 32	14.5	14.5	32.0

IPS e.max® ZirCAD

Abbreviation Abkürzung	IPS e.max ZirCAD	Size Grösse in mm		
		Width Breite	Length Länge	Height Höhe
Crown	C 17	17.0	19.0	22.0
Bridge	B 45	17.0	19.0	45.0

IPS Empress® CAD

Abbreviation Abkürzung	IPS Empress CAD	Size Grösse in mm		
		Width Breite	Length Länge	Height Höhe
Inlay	I 8	8.0	8.0	15.0
Inlay	I 10	8.5	10.0	15.0
Inlay	I 12	10.0	12.0	15.0
Crown	C 14	12.0	14.0	18.0
Crown	C 14 L	14.4	14.4	18.0

Tetric® CAD

Abbreviation Abkürzung	Tetric CAD	Size Grösse in mm		
		Width Breite	Length Länge	Height Höhe
Inlay	I 12	9.8	11.8	14.8
Crown	C 14	11.8	13.8	17.8

Telio® CAD

Abbreviation Abkürzung	Telio CAD	Size Grösse in mm		
		Width Breite	Length Länge	Height Höhe
Abutment	A 16	17.8	15.8	18.0
Bridge	B 40 L	15.4	19.0	39.0
Bridge	B 55	15.5	19.0	55.0

Date information prepared: 2018-09, Rev. 2

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60