

NEU

Programat® P510 & EP 5010

Mit Infrarot-Technologie

Neue Software
mit optimierter
Infrarot-Technologie-
Funktion

Neue Software jetzt zum Download bereit!

Versionen: Programat® P510 Version 3.0 oder Programat EP 5010 Version 2.0

- Höhere Zuverlässigkeit
- Höhere Prozesssicherheit
- Einfachere Bedienung



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Neue Programat®-Software

Mit vielen Optimierungen für die Infrarot-Technologie (IRT)

Die neuen Programat-Geräte (Programat P510 & EP 5010) von Ivoclar Vivadent sind mit Infrarot-Technologie ausgestattet. Seit der Programat P510-Markteinführung im September 2013 hat sich diese Technik im Dentalmarkt etabliert und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aufgrund vieler Erfahrungen und Rückmeldungen konnte nun die Software weiterentwickelt, optimiert und mit neuen Funktionen ergänzt werden.



Optimierte, automatische Objekterkennung auch bei kleinen Restaurationen

Mit der neuen Software werden nun auch kleinste Restaurationen (Facetten, Inlays, Overlays, etc.) gut erkannt.



Neuer IRT plus-Modus für Opaquerbrände und komplexe Restaurationen

Wird die Betriebsart IRT plus gewählt, steuert die Infrarot-Kamera den Vortrocknungs- und Schliessprozess mit einer reduzierten Trocknungsrate. Schliess- und Vortrocknungsprozesse werden dadurch verlängert. Die Betriebsart IRT plus wird für Opaquerbrände und massive Restaurationen empfohlen.



IRT-Betriebsart-Schnellauswahlfunktion direkt auf dem Touch-Display wählbar

Mit der neuen Tastenfunktion direkt auf dem Touch-Display kann jederzeit die gewünschte IRT-Betriebsart schnell und einfach ausgewählt oder umgeschaltet werden. Neu stehen zwei IRT-Betriebsarten zur Auswahl. Auch kann die IRT-Funktion neu in diesem Menü ganz ausgeschaltet werden, falls dies gewünscht wird.

Wo finden Sie die neue Software?

Die neue Software kann kostenlos vom Software-Downloadzentrum heruntergeladen werden:

www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter

Versionen: Programat P510 Version 3.0 oder Programat EP 5010 Version 2.0

Profitieren Sie von diesen kostenlosen Vorteilen und laden Sie die neue Software gleich auf Ihren Programat-Ofen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ivoclar Vivadent-Fachberater oder an den After Sales Service.



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Festsitzende Prothetik. Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.

Gedruckt in Liechtenstein
© Ivoclar Vivadent AG
673996/de/2014-10-01

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
passion vision innovation