

## Zertifikat Legierungs-Metallkeramik-Verbund

Voraussetzung für einen dauerhaften, ästhetischen Zahnersatz ist die optimale Kompatibilität der verwendeten Produkte. Aus diesem Grund geben wir die Metallkeramik IPS Style® für die Verarbeitung mit den nachfolgenden Legierungen frei. Für die Kompatibilität gelten die Verbund-Kriterien nach ISO 9693-1:2012.

**Gerüstwerkstoffe:** Legierungen von Ivoclar Vivadent  
**Verblendmaterial:** IPS Style

Nachstehende Legierungen können mit der Metallkeramik IPS Style verblendet werden:

Legierung	Farbe	WAK 25–500 °C
<b>Hochgoldhaltige Legierungen</b>		
Brite Gold®	sehr gelb	14,8
Brite Gold® XH	sehr gelb	14,5
Golden Ceramic®	sehr gelb	14,5
Aquarius Hard	gelb	14,5
d.SIGN® 98	sehr gelb	14,3
BioPorta G	sehr gelb	14,5
Aquarius XH	gelb	14,1
Porta® Reflex	sehr gelb	14,3
Porta® P6	weiss	14,0
Porta® Geo Ti	sehr gelb	14,1
Sagittarius	weiss	14,0
d.SIGN® 96	gelb	14,2
<b>Goldreduzierte Legierungen</b>		
d.SIGN® 91	weiss	14,1
Porta® SMK 82	weiss	13,9
W	weiss	14,2
W-5	weiss	14,0
Lodestar®	weiss	14,1
Leo	weiss	13,9
Euro 45	weiss	14,1

Legierung	Farbe	WAK 25–500 °C
<b>Palladiumhaltige Legierungen</b>		
Simidur® S2	weiss	14,2
Spartan® Plus	weiss	14,1
Spartan®	weiss	14,2
Capricorn	weiss	13,9
d.SIGN® 84	weiss	13,8
Protocol®	weiss	13,8
Callisto® 75 Pd	weiss	13,9
Duo Pal 6	weiss	14,1
Aries	weiss	14,4
d.SIGN® 67	weiss	13,9
d.SIGN® 59	weiss	14,5
Simidur® S1S	weiss	14,8
d.SIGN® 53	weiss	14,8
W-1	weiss	15,0
Capricorn 15	weiss	14,3
Callisto® CPG	weiss	14,2
<b>Implantat-Legierungen</b>		
Callisto® Implant 78	weiss	13,9
Euro 33 Implant	weiss	14,3
Callisto® Implant 60	weiss	14,5
<b>Edelmetallfreie Legierungen</b>		
Colado® NC	weiss	14,0
4all®	weiss	13,9
d.SIGN® 30	weiss	14,5
Colado® CC	weiss	14,2
<b>Edelmetallfreie Legierungen für CAD/CAM</b>		
Colado® CAD CoCr4	weiss	14,4

Je nach Land kann das Legierungsangebot variieren.

Schaan, Februar 2019

Dr. Thomas Hirt  
Chief Technology Officer

Hersteller Legierungen:

**Ivoclar Vivadent, Inc.**  
175 Pineview Drive  
Amherst, N.Y. 14228, USA  
Tel. +1 716 691 0010  
Tel. +1 800 533 6825  
Fax +1 716 691 2285  
www.ivoclarvivadent.us.com

Hersteller und EU-Repräsentant:

**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstrasse 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com